

光顕試料作製室講習会シリーズ

振動刃ミクロトーム（VT1200S）使用説明会

振動刃ミクロトーム(ビブラトーム)は、電動でナイフのフィーディングを行いながら、試料を 50~200 μm に薄切します。有機溶媒による脱水・脱脂や凍結などの前処理の必要がなく、化学物質や高温（パラフィン）、低温（凍結）の影響を避け切片を作製することが可能です。

使用を希望される方は必ず受講をお願いします。また、ご利用を検討中の方もお気軽にご参加ください。

日 時 : 令和元年 6 月 5 日 (水) 13 : 30~15 : 00

使用機器 : Leica VT1200S

受講対象 : 振動刃ミクロトームを利用されたい方、利用を検討中の方

講習内容 : 各種設定から終了までの基本的な操作方法

場 所 : 医系研究棟 3 号館 5 階 光顕試料作製室
(臨床研究中核病院支援研究室)

定 員 : 各 3 名

申込〆切 : 6 月 4 日 (火) 正午

申込方法 : 電子メールで、件名を“VT1200S”として、「所属講座」「氏名」「内線番号」「電子メールアドレス」を明記の上、光顕試料作製室 kiki.micro@med.nagoya-u.ac.jp 宛にお申し込みください。

お問い合わせ先

受付担当 : 光顕試料作製室 (内線 2397、Email : kiki.micro@med.nagoya-u.ac.jp)

講習会担当技術職員 : 生物・生体技術支援室 牛田かおり 高木佐知子

※Web でも講習会情報を掲載しています (<http://www.med.nagoya-u.ac.jp/kiki/workshop/index.html>)