



設備名

レーザーマイクロダイセクション（蛍光観察可）

型式

LMD7000 No.1

メーカー

Leica Microsystems

担当者からのコメント

- ✓ カメラおよびPCを更新しました。
- ✓ カメラの感度が向上し、蛍光観察しやすくなりました。
- ✓ カuttingモードが増え、断片を回収しやすくなりました。ただし照射開始までの時間がやや長くなりました。



設備名

ロングリードシーケンサー

型式

PromethION 2 Integrated

メーカー

Oxford Nanopore Technologies

担当者からのコメント

- ✓ 数kb～数百kbの配列を読むことが可能。
- ✓ ダイレクトRNAシーケンスやメチル化解析などのアプリケーションも可能。
- ✓ 当部門で購入したフローセルを1枚単位で購入いただくことも可能ですが条件があります。詳しくは担当職員までお問い合わせください。