

分析機器部門講習会シリーズ

エクソソーム含むナノ粒子を測定可能な
NanoFCM Flare デモ機設置のご案内

NanoFCM は、ウイルス、エクソソーム、LNPs などの単一ナノ粒子をサイズ・濃度・フェノタイピング解析可能です。またリガンド密度解析、RNA コピー数解析など LNP 解析技術が備わっております。



* 分析機器部門に未導入の機器を設置します。

【日 時】 2025 年 2 月 25 日（火）13:00 ～ 2 月 28 日（金）15:00

* 2025 年 2 月 25 日（火）13:00～ 30 分程度使用方法の説明会実施予定

【対 象】 エクソソームをはじめ LNP やウイルスベクターなど生体系ナノ粒子をご研究されている方

○ 測定可能サイズ：40nm～1,000nm

○ 推 奨 濃 度：1E+9 particle/mL 以上

○ 必要サンプル量：20-100μL 程度（希釈用含む）

【会 場】 医系研究棟 3 号館 4 階 実習室

【定 員】 20 グループ

【申込期間】 2025 年 1 月 31 日（金）17:00 まで

※適切なデモのため、事前にお打ち合わせの機会をいただきます。

【申込方法】 以下の URL よりお申し込みください。

<https://forms.office.com/r/BqqBVEKDCx>



お問合せ先

医学教育研究支援センター分析機器部門

担当： 田中 / 丸井（内線 2399 / 5779）

Email：tanaka.minoru.a6[at]f.mail.nagoya-u.ac.jp
/marui.moeko.c3[at]f.mail.nagoya-u.ac.jp

（送信の際は[at]を@に変えてください）

申込時にいただいた個人情報は、「東海国立大学機構個人情報保護規程」に基づき適切に管理いたします。
詳しくは、ホームページをご参照ください。 <https://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/objectives/protection/index.html>