

機器のデモンストレーション

分析機器部門

凍結標本作製装置 (Histo-Tek PINO)
デモンストレーション

サクラファインテックジャパンの凍結標本作成装置 (Histo-Tek PINO) のデモンストレーションを下記の日程で開催します。凍結標本作製されたい方は、ご自由にお使いください。

日 時 : 平成27年10月15日 (木) 9:00~10月30日 (金) 12:00

場 所 : 医系研究棟3号館4階 試料準備室

機器説明 : ドライアイス不要の超低温冷凍装置
薬液を -75°C に冷却維持されているので、最大氷結晶成帯を素早く通過するためアーチファクトの少ない良好な標本が作製でき、過冷凍によるブロック硬化、ひび割れを防ぎます。
詳細はデモ機の横のパンフレットを見て下さい。

使用方法 : サンプル、包埋材、容器等を持参し、附属の冷却用具にセットして溶媒に浸して凍結します。

使用後は、必ず中蓋と蓋を閉めて下さい。

使用簿に記入して下さい。

使用方法等でわからない事があれば、牛田 (内線 2093) までご連絡ください。



お問い合わせ先

医学教育研究支援センター 分析機器部門

担当: 牛田 かおり (内線: 2093、Email: utchan@med.nagoya-u.ac.jp)※Web でも講習会情報を掲載しています (<http://www.med.nagoya-u.ac.jp/kiki/workshop/index.html>)