

分析機器部門講習会シリーズ

マウスモニター使用方法講習会

MouseMonitor はマウス・ラット用の保温機能つきバイタルサインモニターです。動物を A4 サイズのパッドの上に乗せて心電波形・呼吸波形・心拍数・呼吸数・直腸温を測定し、タブレットに表示します。データの記録も可能です。

正立多光子顕微鏡 AIRMP と組み合わせて使うことで、動物の体を保温し、状態をモニターしながら蛍光観察を行うことができます。今回はプライムテック社の方に講師をお願いし、使用方法を解説していただきます。

日 時 : 平成 27 年 9 月 1 日 (火) 第 1 回 10:00 – 12:00
第 2 回 14:00 – 16:00

使用機器 : INDUS INSTRUMENTS 製 MouseMonitor™ S、AIRMP

講習内容 : マウスモニターの使用方法説明と解析項目の紹介

場 所 : 医系研究棟 3 号館 4 階 共焦点顕微鏡室 1

定 員 : 各回 4 名

申込期間 : 8 月 28 日 (金) 正午まで

申込方法 : 電子メールで件名を「マウスモニター」とし、「所属講座」「氏名」「内線番号」「電子メールアドレス」を明記の上、
e.yorifuji@med.nagoya-u.ac.jp 宛にお申し込みください。

お問い合わせ先

医学教育研究支援センター 分析機器部門

担当: 依藤 絵里 (内線: 5792、E-mail: e.yorifuji@med.nagoya-u.ac.jp)

※Web でも講習会情報を掲載しています <http://www.med.nagoya-u.ac.jp/kiki/workshop/index.html>